第5回 画像復元と画像再構成

画像復元

・ 画像復元(restoration)とは、ぼけやぶれのある画像を復元 すること。すなわち、画像が劣化した過程を逆にたどる処理 を行う。

内容

- 劣化画像と点広がり関数
- 復元方法(逆フィルタ、ウィーナフィルタ)
- 点広がり関数のモデル化とパラメータ推定

劣化画像

- f(x,y): 劣化前の画像
- g(x,y):劣化後の画像
- h(x,y):劣化を表す関数(空間フィルタ)

$$g(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\xi, y-\eta)h(\xi,\eta)d\xi d\eta$$
$$= f(x,y) * h(x,y)$$

劣化画像gは、原画像fとhとの畳み込みで表される

点広がり関数

f(x,y)は点光源[2次元デルタ関数:δ(x,y)]の場合、


$$\delta(x,y) = \begin{cases} \infty; & (x,y) = (0,0) \text{の と き} \\ 0; & その他 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x, y) dx dy = 1$$

$$g(x,y) = \delta(x,y) * h(x,y) = h(x,y)$$

すなわち、点光源の出力はh(x,y)である。従って、 h(x,y)は点広がり関数(PSF: Point Spread function)とも呼ぶ。

点広がり関数と劣化画像



画像の復元方法

$$g(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\xi, y-\eta)h(\xi,\eta)d\xi d\eta$$
$$= f(x,y) * h(x,y)$$

- 劣化画像g(x,y)から、原画像f(x,y)を求める逆問題である。
- 豊み込み計算は、フーリエ変換すると、掛け算になる

$$G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v)$$

$$F(u,v) = G(u,v) \cdot \frac{1}{H(u,v)}$$

IF(u,v)=1/H(u,v)は、 逆フィルタ(inverse filter)という

ウィーナフィルタ(Wiener filter)

一方、劣化画像にノイズを含む場合、

Inverse Filterの場合、

$$\hat{F}(u,v) = \frac{G(u,v)}{H(u,v)} + \frac{N(u,v)}{H(u,v)}$$




H(u,v)が零のところで、 ノイズが増幅してしまう。

Wiener filter:

$$WF(u,v) = \frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^{2}}{|H(u,v)|^{2} + |N(u,v)|^{2} / |F(u,v)|^{2}}$$

画像復元の流れ



点広がり関数の推定

- ・ 劣化画像の復元には、劣化過程を表す点広がり関数を知っておく 必要がある。
- ・ 焦点ぼけによる点広がり関数

$$h(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}) \quad (Gaussian \implies \pi)$$

$$H(u,v) = \exp(-2\pi^2\sigma^2(u^2+v^2))$$
 (Gaussian分布)



al 劣化画像



[b] 復元画像


画素サイズ:128x128

 $\sigma = 5$

カメラのぶれによる点広がり関数

$$h_{\theta}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{w}, & x\cos\theta + y\sin\theta \le \frac{w}{2} \\ 0, & x\cos\theta + y\sin\theta > \frac{w}{2} \end{cases}$$

$$H_{\theta}(u,v) = \frac{\sin(\pi w(u\cos\theta + v\sin\theta))}{\pi w(u\cos\theta + v\sin\theta)}$$



画像サイズ: 128x128 θ=0, w=10


画像再構成(CTの原理)

 X線CT(Computed Tomograpy)は、人体などの内部を非 侵襲的に可視化する技術である。その基本原理は、2次元 (または1次元)投影像から3次元(または2次元)画像に再構 成(reconstruction)する技術である。

内容

- 投影と線積分値
- 投影からの再構成アルゴリズム
 - ・フィルタ逆投影法、
 - ・フーリエ変換法
 - 反復法

X線の減衰量と投影



$$I_0(r) = I \cdot \exp\left[-\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)dt\right]$$

where


 $r = x\cos\theta + y\sin\theta$, $t = -x\sin\theta + y\cos\theta$

投影
$$g(r,\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dt = \ln \frac{I}{I_0(r)}$$

重要:θ方向への投影は f(x,y)のθ方向に沿った 線積分で表される。

CT(画像再構成): g(r,θ)から f(x,y)を求める逆問題である。

フィルタ逆投影法(filtered back projection)




単純逆投影とフィルタリング

- 単純逆投影:投影方向に沿って、g(r,θ)を均等にf(x,y)に与える(図b)
- しかし、得られる単純逆投影2次元分布b(x,y)は、元の分布f(x,y)と一致しない(図c) b(x,y)=f(x,y)*h(x,y)
- h(x,y)は、点光源(デルタ関数)で推定することができる。


$$h(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

単純逆投影像b(x,y)から元の分布f(x,y)をもとめるには、h(x,y)の逆フィルタを用いれば、よい。フィルタ関数は図dに示す。


フィルタ逆投影の流れ



実際に、2次元フィルタリング処理を行うのではなく、 投影データ $g(r.\theta)$ のrに関する1次元フィルタリングを 行う。



中央断面原理とフーリエ変換法



中央断面定理: $g(r,\theta)$ の1次元フーリエ変換 $G(s,\theta)$ は、f(x,y)の2次元フーリエ変換F(u,v)において、u軸と θ の角度をなすs軸方向の分布と等しい




様々な角度から、1次元投影データを取り、そのフーリエ変換で2次元f(x,y)のフーリエ変換F(u,v)を得ることができる。そのF(u,v)を2次元フーリエ逆変換すれば、f(x,y)を求めることができる。

フーリエ変換の問題点

- 実際に得られる2次元フーリエ変換は極座標表現となり、低 周波数領域(原点に近い領域)では、サンプル点が多いが、 高周波数領域(原点から遠い領域)では、サンプル点が少ない。正方格子配列にするには、高周波数領域で補間する必要があり、誤差が大きく出る。
- ・ 実際には、フーリエ変換法はあまり利用されていません。


CT画像(volume image)の可視化

CT画像のような3次元画像は、表面だけではなく、中のほうも意味があり、 可視化する必要がある。その可視化技術はvolume renderingと呼ぶ




Courtesy of University of Mannheim, Germany

How to make a Volume Rendering



Volume rendering of CT images



Translucent

Transparency

Soft tissue

Air